

**Brava**<sup>®</sup>

 **Coloplast**

Odstraňovač adheziv pro děti  
Pouze pro podložky SenSura Mio pro děti

Péče o stomii



Coloplast A/S  
Holtevej 1  
3050 Humlebaek  
Denmark

#### Návod k použití

23328314

Version 1 Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. © 2021-09-23

#### Určený účel

Výrobek je určen k odstraňování lepicího materiálu ze zdravé pokožky.

#### Indikace

Výrobek je určen k použití pouze v kombinaci se stomickými podložkami SenSura Mio pro děti.

Pokud nejsou přítomny komplikující faktory, produkt lze použít pro předčasně narozené děti od 30. týdne těhotenství až do 6 měsíců věku.

#### Výstrahy

Opakované použití produktu na jedno použití může kojenci způsobit potenciální újmu. Obnova, čištění, dezinfekce a/nebo sterilizace mohou zhoršit vlastnosti produktu, a tyto zhoršené vlastnosti potom mohou pro kojence představovat další riziko fyzické újmy nebo infekce.

#### Informace

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

#### Složení

Obsahuje směs olejů a vitamínu E.

#### Způsob použití

##### Otevření odstraňovače adheziv Brava pro děti

Důkladně si očistěte ruce.

Otevřete sáček s odstraňovačem odtržením malé části prsty nebo odstřížením nůžkami.

#### Aplikace



Naneste odstraňovač adheziv na bázi oleje kolem okraje lepicího materiálu prstem nebo vatovým tamponem. Pokud je aplikace odstraňovače adheziv na bázi oleje přímo ze sáčku obtížná nebo nepohodlná, vylijte prostředek do nádoby a naneste prstem nebo vatovým tamponem.

Nechte prostředek chvíli absorbovat a poté opatrně odstraňte lepicí materiál.

#### Odstranění stomické podložky

Opatrně odstraňte lepicí materiál odtahováním jednou rukou. V případě potřeby průběžně uvolňujte lepicí materiál odstraňovačem adheziv.

#### Likvidace

Produkt je určen pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s běžným domácím odpadem.

Produkt nesplachujte do toalety.

#### Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu státnímu orgánu.

## Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Určeno na jedno použití



Označuje nosič, který obsahuje informace o jedinečném identifikátoru prostředku



(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Neklopit



Recyklovatelný obal