

Odstraňovač adheziv ve spreji



Návod k použití

23323416 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. © 2020-05-14

Předpokládaný účel

Sprej Brava na odstraňování lepicích materiálů je určen k odstraňování lékařských lepicích materiálů z neporušené kůže.

Upozornění

Vyvarujte se přímého použití na jinou tkáň, než je neporušená kůže, např. na spodinu rány a sliznice (oči, uši, nos, ústa, vagína), protože to může způsobit podráždění kůže.

Vyvarujte se přímého vdechování, které může způsobit dočasné podráždění dýchacích cest.

Nedoporučuje se používat u nedonošených kojenců, novorozenců nebo kojenců do 4 kg z důvodu nedostatečné vyzrálosti jejich kůže.

Extrémně hořlavý aerosol – nebezpečí

Nádobka je pod tlakem. Při zahřátí se může roztrhnout.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Nestříkejte na otevřený oheň a jiné zdroje zapálení.

Nepropichujte a nespalujte, ani po použití.

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/122°F.

Informace

Produkt je na bázi silikonu a je určen pro opakované použití. Produkt zasychá během několika sekund a nemá vliv na přilnavost dalších pomůcek.

Složky: Obsahuje směs alkylsiloxanů.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

Způsob použití

1. Sprej se aplikuje kolem okraje lepicího materiálu.

2. Po několika sekundách jemně odlepte sáček nebo podložku. Postup dle potřeby opakujte.

Likvidace

Přípravek by se měl zlikvidovat s dalšími sprejovými nádobami v souladu s místními předpisy.

Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu státnímu orgánu.

Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Označuje horní mez teploty, které může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven



Upozornění



Označuje čárový kód, který obsahuje identifikaci speciálního zařízení



(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Recyklovatelný obal



Ve shodě se směrnicí pro dávkovače aerosolů 75/324/EHS



Extrémně hořlavé