

**Brava®**

 **Coloplast**

**CS** Stomický pudr

Péče o stomii



Coloplast A/S  
Holledam 1  
3050 Humlebaek  
Denmark

### Návod k použití

Přečtěte si pozorně následující pokyny.

23340641 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. © 2021-11-03

Malkol CZO spol. s.r.o.,  
Bušovice 4,  
338 24 Břasy 1,  
Česká republika  
TEL: +420 371 781 294  
FAX: +420 371 781 293

### Určený účel

Prášek je určen k absorpci vlhkosti na neporušené kůži v okolí stomie.

### Upozornění

Tento produkt je nesterilní a při jeho používání u předčasně narozených dětí nebo novorozenců uložených v inkubátoru je třeba dbát opatrnosti, protože takové použití může vést ke zvýšenému riziku infekce.

### Informace

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

### Zvláštní podmínky uchování

Prášek je nutno skladovat mimo přímé sluneční světlo, na chladném a suchém místě.

### Způsob použití

#### Příprava

1. Omyjte a osušte kůži okolo vývodu.

#### Aplikace

2. Otevřete víčko a namířte lahvičku na příslušnou oblast.
3. Lahvičkou potřeste nebo ji jemně stisknete a naneste prášek na potřebnou oblast kůže.
4. Pudr rovnoměrně rozetřete gázou.
5. Před aplikací stomické podložky nebo lepicího materiálu stomického sáčku odstraňte nadbytečný pudr z kůže.
6. Po použití víčko pevně uzavřete a lahvičku uložte na chladném a suchém místě.

#### Likvidace

Produkt se likviduje s běžným domácím odpadem nebo podle místních směrnic.

Produkt nesplachujte do toalety.

#### Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu státnímu orgánu.

#### Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Označuje nosič, který obsahuje informace o jedinečném identifikátoru prostředku



(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Recyklovatelný obal