



### Návod k použití

Přečtěte si pozorně následující pokyny.

23327203 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. © 2021-04-14

### Určený účel

Chrání pokožku před traumatem způsobeným adhezivním materiálem a podrážděním močí a / nebo výkaly.

### Varování

Opakované použití tohoto produktu na jedno použití může pro uživatele představovat potenciální riziko. Obnova, čištění, dezinfekce a sterilizace mohou narušit vlastnosti produktu a představovat tak další riziko fyzické újmy nebo infekce pacienta.

### Upozornění

Pouze pro vnější použití.

Nepoužívejte v blízkosti očí. Způsobí podráždění očí. Dojde-li ke kontaktu s očima, vyplachujte je vodou po dobu 15 minut a vyhledejte lékaře.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávat mimo sluneční záření.

Hořlavé. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně ani při kouření.

### Informace

Prep Barrier Film zajišťuje viditelný bariérový ochranný film při aplikaci na pokožku před aplikací stomické pomůcky.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společností Coloplast.

### Způsob použití

Vyčistěte oblast, která má být chráněna, opláchněte ji a osušte.

Aplikujte Prep Barrier Film, nechte jej zaschnout a vytvořte tak na pokožce ochranný bariérový film. Pokud je pokožka obnažená, může dojít k mírnému píchání.

Při výměně zařízení není nutné prostředek odstraňovat z kůže, protože film bude odstraněn lepicím materiálem.

### Likvidace

Produkt se likviduje s běžným domácím odpadem nebo podle místních směrnic.

Produkt nesplachujte do toalety.

### Složení

Izopropylalkohol, butylester kopolymeru PVM / MA, acetat izobutyřát sacharózy.

### Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu státnímu orgánu.

## Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Určeno na jedno použití



Označuje nosič, který obsahuje informace o jedinečném identifikátoru prostředku



(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Recyklovatelný obal