



## **Přehled pomůcek pro řešení inkontinence**

**Komplexní systém vysoce kvalitních pomůcek  
pro pacienty s poruchami vyprazdňování močového měchýře**

# Jaké služby nabízíme klientům Coloplast® Care?

Život pacientů s poruchou vyprazdňování močového měchýře není lehký. Nemusíte být na všechno sami. Přijďte se ke Coloplast Care. Služby péče o zákazníky Coloplast Care jsou zcela zdarma a využívají je tisíce pacientů s podobnými problémy v České republice. Buďte jedním z nich.



## Webové stránky

Jsme na internetu!  
[www.coloplast.cz](http://www.coloplast.cz)



## Časopis Helios

2x ročně  
zdarma



## Telefonická podpora

Telefonické  
poradenství  
800 100 416



## Výběr vhodné pomůcky

Vzorky  
zdarma

Navíc: Vitamíny 4x ročně zdarma!



**Chcete-li využívat služby Coloplast Care,  
zavolejte na bezplatnou linku:**



**Péče o klienty**  
**800 100 416**  
bezplatná informační linka

## Užitečné kontakty

Výhradní distributor a zásilková služba:

MALKOL CZO spol. s r.o., Bušovice 4, 338 24 Břasy 1, tel. 371 781 294, [coloplast@malkol.cz](mailto:coloplast@malkol.cz)

Zastoupení Praha:

MALKOL CZO spol. s r.o., Petržilkova 2706/30, 158 00 Praha 13, tel. 257 213 754,  
[praha@malkol.cz](mailto:praha@malkol.cz)

Zastoupení Brno:

MALKOL CZO spol. s r.o., Cejl 58, 602 00 Brno, tel. 543 215 769, [brno@malkol.cz](mailto:brno@malkol.cz)

Zastoupení Olomouc:

Zdravotní prodejna Komenského, Komenského 20, 772 00 Olomouc, tel. 585 242 082,  
[olomouc@malkol.cz](mailto:olomouc@malkol.cz)

[www.coloplast.cz](http://www.coloplast.cz)

## Katetr SpeediCath®

SpeediCath je hydrofilní katetr určený pro čistou intermitentní katetrizaci. Přímo v balení je obsažen i fyziologický roztok, proto je katetr SpeediCath připraven k použití okamžitě po otevření obalu. Nový exkluzivní proces výroby zajišťuje hydrofilní vrstvě jedinečnou schopnost absorpce a vázání molekul vody, potažení katetru je proto extrémně hladké a rovnoměrné.

Hydrofilní vrstvou jsou samozřejmě potaženy i otvory katetru. Katetr je vyroben z polyuretanu (neobsahuje PVC). Balení se dá otevřít na obou stranách. Manipulace je pro uživatele hygieničtější.

V nabídce je více rozměrů pro muže, ženy i děti. Pro muže jsou k dispozici provedení Nelaton i Tiemann.



SÚKL kód	Katetry SpeediCath pro muže Nelaton	Velikost CH	Ks/bal.
5009071	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	8	30
5009074	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	10	30
5009076	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	12	30
5009077	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	14	30
5009079	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	16	30
5009082	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	18	30

SÚKL kód	Katetry SpeediCath pro muže Tiemann	Velikost CH	Ks/bal.
5009084	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	10	30
5009086	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	12	30
5009088	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	14	30
5009091	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	16	30


SÚKL kód	Katetry SpeediCath pro ženy	Velikost CH	Ks/bal.
5009093	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	8	30
5009099	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	10	30
5009100	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	12	30
5009102	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	14	30
5009104	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	16	30

SÚKL kód	Katetry SpeediCath pro děti	Velikost CH	Ks/bal.
5009106	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	6	30
5009107	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	8	30
5009108	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	10	30

## Katetr SpeediCath® Navi

SpeediCath Navi je nejnovější přírůstek do nabídky katetrů SpeediCath. Jedná se o relativně měkčí katetr s flexibilní špičkou připravený k okamžitému použití. Kulička na konci katetru usměrňuje katetr doprostřed močové trubice pro hladké zavedení. Pružnost a měkkost špičky a katetru samotného umožňují hladký průchod močovou trubicí, šetrné cévkování a snadnou navigaci při průchodu přirozeným

zakřivením mužské močové trubice. Katetr je opatřen bezdotykovým úchyt, který přispívá k hygienické katetrizaci, snadné manipulaci a postupnému zavádění cévky bez dotyku. Bezdotykový úchyt dodává jistotu při uchopení katetru a při samotném cévkování, zároveň ale při samotném procesu nedochází ke stírání jednotlivého hydrofilního potahu katetru.



SÚKL kód	Katetry SpeediCath Navi pro muže	Velikost CH	Ks/bal.
5008307	Potažený hydrofilní, ihned k použití, flexibilní špička	10	30
5008334	Potažený hydrofilní, ihned k použití, flexibilní špička	12	30
5008348	Potažený hydrofilní, ihned k použití, flexibilní špička	14	30
5008356	Potažený hydrofilní, ihned k použití, flexibilní špička	16	30

Katetry SpeediCath, SpeediCath Navi a EasiCath jsou zdravotnické prostředky. Před použitím se poraďte s odborníkem, čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.

## Katetr EasiCath®

EasiCath je hydrofilní katetr určený pro čistou intermitentní katetrizaci. Během třiceti sekund, kdy je katetr namočený ve vodě, se aktivuje hydrofilní vrstva, která zajišťuje snadné a bezpečné zavedení katetru. Oválné otvory, potažené hydrofilní vrstvou, jsou velmi šetrné k povrchu močové trubice. V nabídce je více rozměrů pro muže, ženy i děti. Pro muže jsou k dispozici provedení Nelaton i Tiemann.

### Příslušenství k pomůckám pro čistou intermitentní katetrizaci:

#### Držák na katetr

Pomůže snadněji uchopit a zavést katetr.

#### Zrcátko pro ženy

Je určené pro ženy, které mají problém nalézt močovou trubici.

#### Držák na prádlo „Pantler“

Je určen především mužům používajícím katetry a urinální kondomy k uchycení spodního prádla během aplikace katetru/kondomu.



SÚKL kód	Katetry EasiCath pro muže Nelaton	Velikost CH	Ks/bal.
5009043	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	10	25
5009044	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	12	25
5009046	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	14	25
5009048	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	16	25

SÚKL kód	Katetry EasiCath pro muže Tiemann	Velikost CH	Ks/bal.
5009051	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	10	25
5009052	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	12	25
5009053	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	14	25

SÚKL kód	Katetry EasiCath pro ženy	Velikost CH	Ks/bal.
5009055	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	10	25
5009057	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	12	25
5009061	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	14	25
5009064	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	16	25

SÚKL kód	Katetry EasiCath pro děti	Velikost CH	Ks/bal.
5009066	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	8	25
5009069	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	10	25

## Sběrné močové systémy Conveen®

Urinální kondomy spolu se širokou nabídkou močových sběrných sáčků tvoří ucelený a spolehlivý systém pro řešení mužské inkontinence. Díky dvěma provedením a řadě velikostí nabízí možnost individuálního přizpůsobení potřebám každého pacienta, vysokou úroveň komfortu a bezpečnosti.

### Urinální kondomy

#### Samolepící urinální kondomy Conveen


Speciální lepidlo na vnitřní straně udržuje kondom spolehlivě na místě, zajišťuje

komfort a bezpečí a zároveň dovoluje snadné sundávání při výměně.

#### Urinální kondomy Conveen s lepícím proužkem

Tento typ kondomu se skládá ze dvou částí: oboustranně lepícího proužku a vlastního kondomu. Proužek vyrobený z hydrokoloidního materiálu je elastický, nezaškrcuje a spolehlivě brání prosakování moči.

Na urinální kondomy lze napojit urinální sběrné sáčky.



SÚKL kód	Urinální kondomy Conveen	Typ	Průměr (mm)	Ks/bal.
5008962	Kondom urinální	s proužkem	25	30
5008999	Kondom urinální	s proužkem	30	30
5009012	Kondom urinální	s proužkem	35	30
5009014	Kondom urinální	s proužkem	40	30
5009017	Kondom urinální	samolepící	25	30
5009018	Kondom urinální	samolepící	30	30
5009023	Kondom urinální	samolepící	35	30

## Urinální sběrné sáčky

Přívodní hadička je měkká, průhledná, vyrobená z materiálu, který se nezalamuje. Průtok moči tak není omezen ani při jejím ohnutí např. během spánku.

### Vícekomorový princip

Moč se rozvádí do několika komor. Tím se sáček přizpůsobuje tvaru nohy, stává se maximálně diskrétním a při pohybu není

slyšet téměř žádný zvuk. Rozdělení obsahu do komor napomáhá také bezpečnému upevnění sáčku při pohybu.

### Výpustný ventil

Výpustný ventil poskytuje jednoduché, hygienické a bezpečné řešení - uzávěr ventilu umožňuje snadnou manipulaci i jednou rukou.



SÚKL kód	Urinální sáčky Conveen	Typ	Hadice	Objem (ml)	Ks/bal.
5009025	Sáček (s vrapovanou hadicí)	stehenní	25 cm	500	10
5009026	Sáček (s vrapovanou hadicí)	lýtkový	50 cm	500	10
5009028	Sáček diskrétní	lýtkový	45 cm	600	10
5009032	Sáček diskrétní	lýtkový	45 cm	800	10
5009040	Přidržené pásky k noze (Conveen)				1 sada = 2 ks
5012582	Přidržené pásky k noze (Conveen Basic)				1 sada = 2 ks
5012583	Držák sáčku k lůžku				1
5012584	Sáček	noční	100 cm	2000	10

Pomůcky řady Conveen jsou zdravotnické prostředky určené pro pacienty trpící močovou inkontinencí. Urinální kondomy jsou určeny k odvodu moči. Sběrné sáčky jsou určeny k pasivnímu shromažďování moči. Před použitím se poraďte s odborníkem, čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.

Datum poslední preskripce

Název výrobku

Kód výrobku

Datum poslední preskripce	Název výrobku	Kód výrobku

Grafická úprava: © Pavel Mutinský 2017, tisk: Abadan s.r.o.

## Ostomy Care / Continenence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Společnost Coloplast vyvíjí výrobky a služby, které usnadňují život lidem s velmi osobními a soukromými zdravotními obtížemi. Protože neustále pracujeme a komunikujeme s lidmi, kteří naše výrobky používají, vyvíjíme řešení citlivá k jejich mimořádným potřebám. Toto my nazýváme intimní zdravotní péčí.

Coloplast je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. © 2022-01  
Všechna práva vyhrazena pro Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Dánsko.



Coloplast Czech s.r.o.  
Radlická 740/113d  
158 00 Praha 5  
tel. 244 470 212  
info@coloplast.cz  
www.coloplast.cz

Péče o klienty:  
pondělí - pátek 8.00 - 16.00 hodin  
bezplatná informační linka 800 100 416