



Přehled pomůcek pro řešení inkontinence

Komplexní systém vysoce kvalitních pomůcek
pro pacienty s poruchami vyprazdňování močového měchýře

Péče o zákazníky, kteří používají pomůcky Coloplast

Společnost Coloplast A/S v mnoha zemích pomáhá pacientům překonávat překážky spojené s nedostatečnou kontrolou nad močením a neustále vyvíjí inovativní výrobky. Máte tedy jistotu, že používáte pomůcky, které patří ve světě k nejmodernějším. Naši snahou je být vám nablízku vždy, když to potřebujete.



Vitamínový program

Máte zájem o vitamínové doplňky? Uživatelům našich pomůcek nabízíme 4x ročně (pro každé roční období) vitamínový doplněk zdarma. Zavolejte na bezplatnou linku Péče o zákazníky 800 100 416 nebo napište na e-mailovou adresu info@coloplast.cz a na základě vámi vyplněného a odeslaného odpovědního lístku vám budeme tyto vitamíny 4x ročně zdarma zasílat.

Dostupnost pomůcek

Poradíme vám, kde je možné pomůcky objednat a jakým způsobem probíhá doručení na vámi uvedenou adresu.

Časopis Helios zdarma diskrétně až domů

Dvakrát ročně vydáváme časopis Helios pro pacienty s poruchami vyprazdňování močového měchýře. Informujeme o novinkách v péči, o nových pomůckách a přinášíme praktické rady a tipy. V případě zájmu vám ho zašleme v diskrétní neprůhledné folii zdarma až domů.

Další služby

Máte zájem vyzkoušet novinky v naší nabídce pomůcek? Zdarma vám zašleme vzorky. Kontaktujte nás na bezplatné lince Péče o zákazníky 800 100 416 nebo na e-mailu info@coloplast.cz

Užitečné kontakty

Výhradní distributor a zásilková služba:
MALKOL CZO spol. s r.o.
Bušovice 4, 338 24 Břasy 1
tel. 371 781 294
coloplast@malkol.cz

Zastoupení Praha:
MALKOL CZO spol. s r.o.
Petržilkova 2706/30, 158 00 Praha 13
tel. 257 213 754
praha@malkol.cz

Zastoupení Brno:
MALKOL CZO spol. s r.o.
Cejl 58, 602 00 Brno
tel. 543 215 769
brno@malkol.cz

Zastoupení Ostrava:
MALKOL CZO spol. s r.o.
Domov sester při FNŠP
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba
tel. 597 374 166

Zastoupení Olomouc:
Zdravotní prodejna Komenského
Komenského 20, 772 00 Olomouc
tel. 585 242 082
olomouc@malkol.cz

www.katetry.cz
www.speedicath.cz
www.easicath.cz



Katetr SpeediCath

SpeediCath je hydrofilní katetr určený pro čistou intermitentní katetrizaci. Přímo v balení je obsažen i fyziologický roztok, proto je katetr SpeediCath připraven k použití okamžitě po otevření obalu. Nový exkluzivní proces výroby zajišťuje hydrofilní vrstvě jedinečnou schopnost absorpce a vázání molekul vody, potažení katetru je proto extrémně hladké a rovnoměrné.

Hydrofilní vrstvou jsou samozřejmě potaženy i otvory katetru. Katetr je vyroben z polyuretanu (neobsahuje PVC). Balení se dá otevřít na obou stranách. Manipulace je pro uživatele hygieničtější.

V nabídce je více rozměrů pro muže, ženy i děti. Pro muže jsou k dispozici provedení Nelaton i Tiemann.



SÚKL kód	Katetry SpeediCath pro muže Nelaton	Velikost CH	Ks/bal.
5009071	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	8	30
5009074	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	10	30
5009076	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	12	30
5009077	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	14	30
5009079	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	16	30
5009082	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	18	30

SÚKL kód	Katetry SpeediCath pro muže Tiemann	Velikost CH	Ks/bal.
5009084	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	10	30
5009086	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	12	30
5009088	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	14	30
5009091	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	16	30

SÚKL kód	Katetry SpeediCath pro ženy	Velikost CH	Ks/bal.
5009093	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	8	30
5009099	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	10	30
5009100	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	12	30
5009102	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	14	30
5009104	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	16	30

SÚKL kód	Katetry SpeediCath pro děti	Velikost CH	Ks/bal.
5009106	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	6	30
5009107	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	8	30
5009108	Katetr hydrofilní jednorázový SpeediCath	10	30

Katetr SpeediCath Navi

SpeediCath Navi je nejnovější přírůstek do nabídky katetrů SpeediCath. Jedná se o relativně měkkčí katetr s flexibilní špičkou připravený k okamžitému použití. Kulička na konci katetru usměrňuje katetr doprostřed močové trubice pro hladké zavedení. Pružnost a měkkost špičky a katetru samotného umožňují hladký průchod močovou trubicí, šetrné cévkování a snadnou navigaci při průchodu přirozeným

zakřivením mužské močové trubice. Katetr je opatřen bezdotykovým úchytem, který přispívá k hygienické katetrizaci, snadné manipulaci a postupnému zavádění cévky bez dotyku. Bezdotykový úchyt dodává jistotu při uchopení katetru a při samotném cévkování, zároveň ale při samotném procesu nedochází ke stírání jednolitého hydrofilního potahu katetru.



SÚKL kód	Katetry SpeediCath Navi pro muže	Velikost CH	Ks/bal.
5008307	Potažený hydrofilní, ihned k použití, flexibilní špička	10	30
5008334	Potažený hydrofilní, ihned k použití, flexibilní špička	12	30
5008348	Potažený hydrofilní, ihned k použití, flexibilní špička	14	30
5008356	Potažený hydrofilní, ihned k použití, flexibilní špička	16	30

Katetr EasiCath

EasiCath je hydrofilní katetr určený pro čistou intermitentní katetrizaci. Během třiceti sekund, kdy je katetr namočený ve vodě, se aktivuje hydrofilní vrstva, která zajišťuje snadné a bezpečné zavedení katetru. Oválné otvory, potažené hydrofilní vrstvou, jsou velmi šetrné k povrchu močové trubice. V nabídce je více rozměrů pro muže, ženy i děti. Pro muže jsou k dispozici provedení Nelaton i Tiemann.

Příslušenství k pomůckám pro čistou intermitentní katetrizaci:

Držák na katetr

Pomůže snadněji uchopit a zavést katetr.

Zrcátko pro ženy

Je určené pro ženy, které mají problém nalézt močovou trubici.

Držák na prádlo „Pantler“

Je určen především mužům používajícím katetry a urinální kondomy k uchycení spodního prádla během aplikace katetru/kondu.



SÚKL kód	Katetry EasiCath pro muže Nelaton	Velikost CH	Ks/bal.
5009043	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	10	25
5009044	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	12	25
5009046	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	14	25
5009048	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	16	25

SÚKL kód	Katetry EasiCath pro muže Tiemann	Velikost CH	Ks/bal.
5009051	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	10	25
5009052	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	12	25
5009053	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	14	25

SÚKL kód	Katetry EasiCath pro ženy	Velikost CH	Ks/bal.
5009055	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	10	25
5009057	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	12	25
5009061	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	14	25
5009064	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	16	25

SÚKL kód	Katetry EasiCath pro děti	Velikost CH	Ks/bal.
5009066	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	8	25
5009069	Katetr hydrofilní jednorázový EasiCath	10	25

Sběrné močové systémy Conveen

Urinální kondomy spolu se širokou nabídkou močových sběrných sáčků tvoří ucelený a spolehlivý systém pro řešení mužské inkontinence. Díky dvěma provedením a řadě velikostí nabízí možnost individuálního přizpůsobení potřebám každého pacienta, vysokou úroveň komfortu a bezpečnosti.

Urinální kondomy

Samolepící urinální kondomy Conveen


Speciální lepidlo na vnitřní straně udržuje kondom spolehlivě na místě, zajišťuje

komfort a bezpečí a zároveň dovoluje snadné sundávání při výměně.

Urinální kondomy Conveen s lepícím proužkem

Tento typ kondomu se skládá ze dvou částí: oboustranně lepícího proužku a vlastního kondomu. Proužek vyrobený z hydrokoloidního materiálu je elastický, nezaškrcuje a spolehlivě brání prosakování moči.

Na urinální kondomy lze napojit urinální sběrné sáčky.



SÚKL kód	Urinální kondomy Conveen	Typ	Průměr (mm)	Ks/bal.
5008962	Kondom urinální	s proužkem	25	30
5008999	Kondom urinální	s proužkem	30	30
5009012	Kondom urinální	s proužkem	35	30
5009014	Kondom urinální	s proužkem	40	30
5009017	Kondom urinální	samolepící	25	30
5009018	Kondom urinální	samolepící	30	30
5009023	Kondom urinální	samolepící	35	30

Urinální sběrné sáčky

Přívodní hadička je měkká, průhledná, vyrobená z materiálu, který se nezalamuje. Průtok moči tak není omezen ani při jejím ohnutí např. během spánku.

Vícekomorový princip

Moč se rozvádí do několika komor. Tím se sáček přizpůsobuje tvaru nohy, stává se maximálně diskrétním a při pohybu není

slyšet téměř žádný zvuk. Rozdělení obsahu do komor napomáhá také bezpečnému upevnění sáčku při pohybu.

Výpustný ventil

Výpustný ventil poskytuje jednoduché, hygienické a bezpečné řešení - uzávěr ventilu umožňuje snadnou manipulaci i jednou rukou.



SÚKL kód	Urinální sáčky Conveen	Typ	Hadice	Objem (ml)	Ks/bal.
5009025	Sáček (s vrapovanou hadicí)	stehenní	25 cm	500	10
5009026	Sáček (s vrapovanou hadicí)	lýtkový	50 cm	500	10
5009033	Sáček	noční	90 cm	1500	10
5009028	Sáček diskrétní	lýtkový	45 cm	600	10
5009032	Sáček diskrétní	lýtkový	45 cm	800	10
5009040	Přípevňovací suchý zip				1 sada = 2 ks
5009038	Držák sáčku k lůžku				1

Datum poslední preskripce

Název výrobku

Kód výrobku

[illegible]

Grafická úprava: © Pavel Mutinský 2017, tisk: Abadan s.r.o.

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Společnost Coloplast vyvíjí výrobky a služby, které usnadňují život lidem s velmi osobními a soukromými zdravotními obtížemi.

Protože neustále pracujeme a komunikujeme s lidmi, kteří naše výrobky používají, vyvíjíme řešení citlivá k jejich mimořádným potřebám. Toto my nazýváme intimní zdravotní péčí.

Coloplast je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. © 2019-11
Všechna práva vyhrazena pro Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Dánsko.



Coloplast

Coloplast A/S
Radlická 740/113d
158 00 Praha 5
tel.: 244 470 212
info@coloplast.cz
www.coloplast.cz

Péče o zákazníky:

pondělí - pátek 8.00 - 16.00 hodin
bezplatná informační linka 800 100 416