

V roce 1954 se začal psát příběh společnosti Coloplast. Elise Sørensen je zdravotní sestrou. Její sestra Thora právě prodělala operaci, při níž jí byl vytvořen umělý vývod - stomie. Se stomií se Thora neodvažuje chodit ven, protože má strach, že se jí na veřejnosti stane nehoda a stomie podteče.

Elise naslouchá problémům, které její sestra má a vytvoří první samolepící stomický sáček na světě. Sáček, který nepodtéká, dává Thoře a tisícovkám lidí se stejným problémem šanci vrátit se k normálnímu životu. Jednoduché řešení obrovského významu.

Dnes se zabýváme výrobou a distribucí nejen stomických pomůcek ale také pomůcek pro urologické a inkontinentní pacienty a výrobků pro péči o kůži a hojení ran vlhkou cestou.

Způsob, kterým pracujeme, je však stále stejný jako to dělala Elise: nasloucháme, učíme se a na základě toho vytváříme produkty a služby, které usnadňují život lidem s intimními zdravotními potřebami.

Kam se obrátit v případě dotazů?



v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod.

info@coloplast.cz
www.coloplast.cz

Ostomy care
Urology & Continence care
Wound & Skin care

Společnost Coloplast vyvíjí výrobky a služby, které usnadňují život lidem s velmi osobními a soukromými zdravotními obtížemi. Protože neustále pracujeme a komunikujeme s lidmi, kteří naše výrobky používají, vyvíjíme řešení citlivá k jejich mimořádným potřebám. Toto my nazýváme intimní zdravotní péči.

Coloplast je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S, PM-21467
© 2022-04. Všechna práva vyhrazena pro Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Dánsko
Výrobce: Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Dánsko



Coloplast Czech s.r.o.
Radlická 740/113 c
158 00 Praha 5
tel.: 244 470 212
info@coloplast.cz
www.coloplast.cz

Informace pro stomiky:
bezplatná telefonní linka 800 100 416


SenSura[®] Mio Kids pro děti od 6 měsíců do 4 let

At' jsou děti v pohybu

SenSura[®] Mio Kids



Stomické pomůcky SenSura[®] Mio Kids mají lepicí materiál, který byl vyroben s pomocí technologie BodyFit



Řada pomůcek **SenSura® Mio** navržená speciálně pro děti od 6 měsíců do 4 let

Lepicí materiál na dětských stomických pomůčkách **SenSura® Mio Kids** má úplně stejné vlastnosti jako elastický lepicí materiál u pomůcek **SenSura® Mio** pro dospělé. Je vysoce pružný, takže kopíruje pohyby těla a přináší tak malým stomikům bezpečí i při pohybu. V nabídce jsou dětské pomůcky jednoduché i dvoudílné.

Další vlastnosti pomůcky, které malí stomici ocení




Elastický lepicí materiál ve tvaru hvězdy

Podložka má tvar hvězdy, který umožňuje lepší přilnutí, protože cípy hvězdy krásně obejmou malé kulaté břicho dítěte. Podložku a cípy lze na břichu natočit a vyhnout se tak přelepení některých nežádoucích míst, např. pupíku.




Fit zóny

Na vnějším okraji lepicího materiálu jsou zabudované tzv. fit zóny, malé vroubkování, které podložce umožní sledovat pohyby těla. Kolem středu lepicího materiálu jsou další fit zóny, které zajišťují pružnost podložky kolem stomie.



Unikátní kruhový filtr

Filtr byl navržen jako kruhový proto, aby pomáhal chránit uhlíkový filtr před ucpáním. Tím se předchází nechtěnému nadouvání sáčku plyny.



Diskrétní vzhled sáčku

Dětský sáček **SenSura® Mio Kids** je opatřen neutrální šedou tkanou textilií, která je voděodolná a příjemná na kůži. Diskrétní vzhled sáčku nepřipomíná, že jde o zdravotnickou pomůcku.

SenSura® Mio Kids

stomické systémy pro děti od 6 měsíců do 4 let



1dílný stomický sáček **SenSura® Mio Kids**

SÚKL kód	Výrobek	Typ	Barva	Velikost	Otvor (mm)	ks/bal	Obj. kód	Úhradová cena	Počet balení na 3 měsíce
5014502	Sáček SenSura Mio Kids	výpustný	neutrální šedý	Midi	0-35	10	187100	1 796,88	9/18 do 6 let
5014517	Sáček SenSura Mio Kids	výpustný	průhledný	Midi	0-35	10	187110	1 796,88	9/18 do 6 let
5014516	Sáček SenSura Mio Kids	urostomický	průhledný		10-35	10	18712	2 990,00	9/18 do 6 let
5014518	Sáček SenSura Mio Kids	urostomický	neutrální šedý		10-35	10	18713	2 990,00	9/18 do 6 let

2dílný stomický systém **SenSura® Mio Kids** s adhezivním upínáním

SÚKL kód	Výrobek	Typ	Barva	Velikost	Příruba (mm)	ks/bal	Obj. kód	Úhradová cena	Počet balení na 3 měsíce
5014507	Sáček SenSura Mio Kids	výpustný	neutrální šedý	Mini	27	10	18720	1 437,50	9/18 do 6 let
5014508	Sáček SenSura Mio Kids	výpustný	průhledný	Mini	27	10	18721	1 437,50	9/18 do 6 let
5014509	Sáček SenSura Mio Kids	výpustný	neutrální šedý	Midi	35	10	18724	1 437,50	9/18 do 6 let
5014510	Sáček SenSura Mio Kids	výpustný	průhledný	Midi	35	10	18725	1 437,50	9/18 do 6 let
5014511	Sáček SenSura Mio Kids	urostomický	neutrální šedý		27	10	18730	1 796,88	9/18 do 6 let
5014512	Sáček SenSura Mio Kids	urostomický	neutrální šedý		35	10	18731	1 796,88	9/18 do 6 let
5014515	Podložka SenSura Mio Kids	podložka			27	5	18735	1 049,38	9/18 do 6 let
5014514	Podložka SenSura Mio Kids	podložka			35	5	18747	1 049,38	9/18 do 6 let



Všechny pomůcky **SenSura® Mio Kids** jsou plně hrazené ze zdravotního pojištění a lze je předepsat na poukaz zpravidla na období 3 měsíců. Pro děti do 6 let lze v indikovaném případě předepsat dvojnásobné množství pomůcek ve srovnání s dospělými stomiky. **Indikace: do 18 let pro všechny typy stomie, od 19 let pro všechny typy stomie, pokud tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezivní plochou.**

Chcete zjistit více?
Chcete pomůcku vyzkoušet
na vašich malých pacientech?

Volejte bezplatnou linku:
v pracovní dny
od 8.00 do 16.00 hod

Péče o klienty
800 100 416
bezplatná informační linka

Pro úplný návod
k použití naskenujte
QR kód.

Pomůcky řady **SenSura® Mio Kids** jsou zdravotnické prostředky určené pro stomiky – děti od 6 měsíců do 4 let. Stomický sáček je určen k pasivnímu sběru výměšků ze stomie. Lepicí stomická podložka je upevněna ke stomickému sáčku a je určena k přilepení k nedotčené kůži kolem stomie. Opakované použití jednorázového produktu může dítěti potenciálně způsobit újmu. Obnova, mytí, dezinfekce a sterilizace mohou narušit vlastnosti produktu a představovat tak další riziko fyzické újmy nebo infekce dítěte. Pro úplný návod k použití naskenujte QR kód.

