

**Noční močový sáček Conveen® k zavěšení k lůžku
- plně hrazená pomůcka pro řešení inkontinence**



Plně hrazený noční sáček Conveen® Basic

- objem 2000 ml
- hadička 100 cm



- možnost napojení na urostomické sáčky, urinální kondomy, katétrů
- možnost zavěšení k lůžku pomocí držáku sáčku
- nový upravený konektor pro lepší těsnější a jednodušší napojení
- vylepšená kalibrační škála včetně natištěné tabulky pro záznam údajů pacienta

SÚKL kód	Výrobek	ks/bal.	Obj. kód	Cena Kč
5012584	Conveen Basic urinální sběrný sáček	10	21804	246,40
5012583	Conveen Basic držák sáčku k lůžku	1	21069	24,64

Metodika předepisování na poukaz:

Noční sběrný sáček Conveen: max. 15 ks sáčků / měsíčně

Roční maximum na 1 pacienta: 180 ks sáčků / ročně

Pro maximální možnou preskripci je třeba v jedné kvartální preskripci předepsat 4 balení a v další následující 5 balení. To znamená 4x kvartální preskripce v počtu balení 4+5+4+5.

Držák sáčku k lůžku Conveen: max. 2 ks za rok

Sběrné močové sáčky a držáky sáčku k lůžku mohou předepisovat lékaři těchto odborností: GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; URN

**V případě dotazů, volejte na bezplatnou linku
Péče o klienty společnosti Coloplast
nebo pište na e-mail: info@coloplast.cz**



**Péče o klienty
800 100 416**
bezplatná informační linka

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Pomůcky řady Conveen jsou zdravotnické prostředky určené pro pacienty trpící močovou inkontinencí. Sběrné sáčky jsou určeny k pasivnímu shromažďování moči. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.

Coloplast je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. © 2024-06
Všechna práva vyhrazena pro Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Dánsko.

PM-33104



Coloplast

Coloplast Czech s.r.o.
Radlická 740/114d
158 00 Praha 5
tel. 244 470 212
info@coloplast.cz
www.coloplast.cz