


Ukončení prodeje  
pomůcek Alterna  
v České republice  
od 1. 7. 2021  
až do vyprodání zásob



**Alterna**

**SenSura® Mio**

Alterna končí, máte však na výběr z řady SenSura a SenSura Mio.  
Inovace přináší lepší řešení!

Společnost Coloplast se snaží neustále zlepšovat nabídku stomických pomůcek. Řada stomických pomůcek **Alterna** byla uvedena na český trh téměř před 30 lety. Od té doby nabídl Coloplast stomikům další dvě řady pomůcek: **SenSura Mio** a **SenSura**. Tyto dvě modernější řady jsou založené na nových technologiích, které jsme vyvíjeli na základě nových znalostí ohledně stomických lepicích materiálů, peristomální kůže a tělesného profilu v okolí stomie. Naše nejnovější řada **SenSura Mio** je na českém trhu k dispozici již více než 5 let, zahrnuje pomůcky Mio pro různé tělesné profily a pro různý životní styl. Za tu dobu máme mnoho pozitivních hodnocení od vás, stomických sester i od stomiků. Proto jsme se rozhodli ukončit prodej stomických pomůcek Alterna s výjimkou sáčků pro děti. **Od 1. 7. 2021 budou stomické sáčky Alterna pro dospělé dostupné jen do vyprodání zásob.**

SenSura Mio přináší stomikům v porovnání s Alternou mnoho inovativních výhod. Můžete se s nimi seznámit v tomto materiálu, na [www.coloplast.cz](http://www.coloplast.cz) nebo zavolat na bezplatnou linku Péče o zákazníky společnosti Coloplast 800 100 416, Po-Pá 8:00 – 16:00.

Zároveň vám přinášíme přehled výrobků SenSura Mio a SenSura, které můžete nabídnout vašim stomikům jako náhradu za pomůcky Alterna.


Děkujeme za pochopení a za spolupráci. Věříme, že díky vaší pomoci zvládnou stomici tuto situaci co nejlépe.

Coloplast A/S, Česká republika

[www.coloplast.cz](http://www.coloplast.cz)  
[info@coloplast.cz](mailto:info@coloplast.cz)



| Alterna                                                   |                           |          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| SÚKL kód                                                  | Výrobek                   | Obj. kód |
| <b>Alterna Free jednodílné uzavřené sáčky (30 ks/bal)</b> |                           |          |
| 5009206                                                   | běžový, Mini, 20-65 mm    | 46376    |
| 5009207                                                   | běžový, Midi, 20-65 mm    | 46346    |
| 5009208                                                   | běžový, Maxi, 20-75 mm    | 46316    |
| 5009209                                                   | průhledný, Maxi, 20-75 mm | 46326    |
| <b>Alterna Free jednodílné výpustné sáčky (30 ks/bal)</b> |                           |          |
| 5008705                                                   | běžový, Midi, 12-65 mm    | 13840    |
| 5008710                                                   | běžový, Maxi, 12-70 mm    | 13870    |
| 5008715                                                   | průhledný, Maxi, 12-70 mm | 13860    |
| <b>Alterna jednodílné urostomické sáčky (20 ks/bal)</b>   |                           |          |
| 5009211                                                   | průhledný, Midi, 10-55 mm | 5575     |
| 5008717                                                   | běžový, Maxi, 10-55 mm    | 5580     |
| 5008722                                                   | průhledný, Maxi, 10-55 mm | 5585     |



| SenSura Mio                                                 |                                |          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| SÚKL kód                                                    | Výrobek                        | Obj. kód |
| <b>SenSura Mio jednodílné uzavřené sáčky (30 ks/bal)</b>    |                                |          |
| 5009112                                                     | neutrální šedý, Mini, 15-45 mm | 10670    |
| 5009257                                                     | neutrální šedý, Midi, 15-45 mm | 10671    |
| 5008165                                                     | neutrální šedý, Maxi, 15-45 mm | 10681    |
| 5008166                                                     | neutrální šedý, Maxi, 40-55 mm | 10685    |
| 5008168                                                     | průhledný, Maxi, 15-55 mm      | 10691    |
| <b>SenSura Mio jednodílné výpustné sáčky (30 ks/bal)</b>    |                                |          |
| 5008169                                                     | neutrální šedý, Mini, 10-45 mm | 10401    |
| 5008171                                                     | neutrální šedý, Midi, 10-45 mm | 10411    |
| 5008173                                                     | neutrální šedý, Maxi, 10-55 mm | 10421    |
| 5008175                                                     | neutrální šedý, Maxi, 40-45 mm | 10424    |
| 5008177                                                     | průhledný, Maxi, 10-55 mm      | 10428    |
| <b>SenSura Mio jednodílné urostomické sáčky (30 ks/bal)</b> |                                |          |
| 5008179                                                     | neutrální šedý, Midi, 10-45 mm | 10581    |
| 5008181                                                     | neutrální šedý, Maxi, 10-45 mm | 10582    |
| 5008182                                                     | průhledný, Maxi, 10-45 mm      | 10586    |



| SenSura®                                                |                                     |          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| SÚKL kód                                                | Výrobek                             | Obj. kód |
| <b>SenSura jednodílné uzavřené sáčky (30 ks/bal)</b>    |                                     |          |
| 5009145                                                 | běžový, Mini, 10-66 mm              | 15420    |
| 5009146                                                 | běžový, Midi, 10-66 mm              | 15450    |
| 5009148                                                 | běž., Midi, 10-66 mm, kontr. okénko | 15020    |
| 5009150                                                 | běžový, Maxi, 10-76 mm              | 15480    |
| 5009151                                                 | běž., Maxi, 10-76 mm, kontr. okénko | 15030    |
| 5009152                                                 | průhledný, Midi, 10-66 mm           | 15441    |
| 5009154                                                 | průhledný, Maxi, 10-76 mm           | 15470    |
| <b>SenSura jednodílné výpustné sáčky (30 ks/bal)</b>    |                                     |          |
| 5008412                                                 | běžový, Midi, 10-66 mm              | 15550    |
| 5008422                                                 | běž., Midi, 10-66 mm, kontr. okénko | 15251    |
| 5008428                                                 | běžový, Maxi, 10-76 mm              | 15580    |
| 5008432                                                 | běž., Maxi, 10-76 mm, kontr. okénko | 15281    |
| 5008434                                                 | průhledný, Midi, 10-66 mm           | 15541    |
| 5008437                                                 | průhledný, Maxi, 10-76 mm           | 15570    |
| <b>SenSura jednodílné urostomické sáčky (20 ks/bal)</b> |                                     |          |
| 5008441                                                 | běžový, Midi, 10 - 66 mm            | 118010   |
| 5008452                                                 | běžový, Maxi, 10 - 76 mm            | 118020   |
| 5008456                                                 | průhledný, Maxi, 10 - 76 mm         | 118040   |



## SenSura Mio



uzavřený výpustný urostomický

## SenSura Mio Convex



uzavřený výpustný urostomický

## SenSura Mio Concave



uzavřený výpustný urostomický

| Alterna                                                  |                                 |          | SenSura <sup>®</sup> Mio                                   |                                 |          | SenSura <sup>®</sup>                                   |                                 |          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| SÚKL kód                                                 | Výrobek                         | Obj. kód | SÚKL kód                                                   | Výrobek                         | Obj. kód | SÚKL kód                                               | Výrobek                         | Obj. kód |
| <b>Alterna Free dvoudílné uzavřené sáčky (30 ks/bal)</b> |                                 |          | <b>SenSura Mio dvoudílné uzavřené sáčky (30 ks/bal)</b>    |                                 |          | <b>SenSura dvoudílné uzavřené sáčky (30 ks/bal)</b>    |                                 |          |
| 5009212                                                  | běžový, Midi, 40 mm             | 46445    | 5008273                                                    | neutrální šedý, Midi, 40 mm     | 112010   | 5009179                                                | běžový, Midi, 40 mm             | 101540   |
| 5009213                                                  | běžový, Maxi, 40 mm             | 46448    | 5008277                                                    | neutrální šedý, Maxi, 40 mm     | 112020   | 5009184                                                | běžový, Maxi, 40 mm             | 101640   |
| 5009216                                                  | běžový, Midi, 50 mm             | 46455    | 5008279                                                    | neutrální šedý, Mini, 50 mm     | 112110   | 5009176                                                | běžový, Mini, 50 mm             | 101520   |
| 5009217                                                  | běžový, Maxi, 50 mm             | 46458    | 5008281                                                    | neutrální šedý, Midi, 50 mm     | 112120   | 5009180                                                | běžový, Midi, 50 mm             | 101550   |
| 5009218                                                  | běžový, Midi, 60 mm             | 46465    | 5008285                                                    | neutrální šedý, Maxi, 50 mm     | 112130   | 5009185                                                | běžový, Maxi, 50 mm             | 101650   |
| 5009220                                                  | běžový, Maxi, 60 mm             | 46468    | 5008287                                                    | průhledný, Maxi, 50 mm          | 112140   | 5009190                                                | průhledný, Maxi, 50 mm          | 101850   |
|                                                          |                                 |          | 5008289                                                    | neutrální šedý, Midi, 60 mm     | 112210   | 5009182                                                | běžový, Midi, 60 mm             | 101560   |
|                                                          |                                 |          | 5008292                                                    | neutrální šedý, Maxi, 60 mm     | 112220   | 5009188                                                | běžový, Maxi, 60 mm             | 101660   |
|                                                          |                                 |          | 5008296                                                    | průhledný, Maxi, 60 mm          | 112230   | 5009194                                                | průhledný, Maxi, 60 mm          | 101860   |
|                                                          |                                 |          | 5008299                                                    | neutrální šedý, Maxi, 70 mm     | 112250   | 5009189                                                | běžový, Maxi, 70 mm             | 101670   |
| <b>Alterna Free dvoudílné výpustné sáčky (30 ks/bal)</b> |                                 |          | <b>SenSura Mio dvoudílné výpustné sáčky (30 ks/bal)</b>    |                                 |          | <b>SenSura dvoudílné výpustné sáčky (30 ks/bal)</b>    |                                 |          |
| 5008729                                                  | běžový, Midi, 40 mm             | 13954    | 5008302                                                    | neutrální šedý, Midi, 40 mm     | 112310   | 5008570                                                | běžový, Mini, 40 mm             | 103510   |
| 5008731                                                  | běžový, Maxi, 40 mm             | 13984    | 5008305                                                    | neutrální šedý, Maxi, 40 mm     | 112320   | 5008577                                                | běžový, Midi, 40 mm             | 103540   |
| 5008735                                                  | běžový, Midi, 50 mm             | 13955    | 5008308                                                    | neutrální šedý, Mini, 50 mm     | 112410   | 5008585                                                | běžový, Maxi, 40 mm             | 103640   |
| 5008738                                                  | běžový, Maxi, 50 mm             | 13985    | 5008319                                                    | neutrální šedý, Midi, 50 mm     | 112420   | 5008574                                                | běžový, Mini, 50 mm             | 103520   |
| 5008741                                                  | běžový, Midi, 60 mm             | 13956    | 5008323                                                    | neutrální šedý, Maxi, 50 mm     | 112430   | 5008581                                                | běžový, Midi, 50 mm             | 103550   |
| 5008743                                                  | běžový, Maxi, 60 mm             | 13986    | 5008325                                                    | průhledný, Maxi, 50 mm          | 112440   | 5008587                                                | běžový, Maxi, 50 mm             | 103650   |
|                                                          |                                 |          | 5008328                                                    | neutrální šedý, Midi, 60 mm     | 112510   | 5008603                                                | průhledný, Maxi, 50 mm          | 103850   |
|                                                          |                                 |          | 5008330                                                    | neutrální šedý, Maxi, 60 mm     | 112520   | 5008592                                                | běžový, Midi, 60 mm             | 103560   |
|                                                          |                                 |          | 5008332                                                    | průhledný, Maxi, 60 mm          | 112530   | 5008589                                                | běžový, Maxi, 60 mm             | 103660   |
|                                                          |                                 |          | 5008335                                                    | neutrální šedý, Maxi, 70 mm     | 112610   | 5008607                                                | průhledný, Maxi, 60 mm          | 103860   |
|                                                          |                                 |          |                                                            |                                 |          | 5008596                                                | běžový, Maxi, 70 mm             | 103670   |
| <b>Alterna dvoudílné urostomické sáčky (30 ks/bal)</b>   |                                 |          | <b>SenSura Mio dvoudílné urostomické sáčky (30 ks/bal)</b> |                                 |          | <b>SenSura dvoudílné urostomické sáčky (30 ks/bal)</b> |                                 |          |
| 5008749                                                  | bílý, Midi, 40 mm               | 14214    | 5008340                                                    | neutrální šedý, Maxi, 40 mm     | 114910   | 5008609                                                | běžový, Midi, 40 mm             | 118410   |
| 5008752                                                  | bílý, Midi, 50 mm               | 14215    | 5008342                                                    | neutrální šedý, Midi, 50 mm     | 114960   | 5008619                                                | běžový, Maxi, 40 mm             | 118440   |
| 5008755                                                  | bílý, Midi, 60 mm               | 14216    | 5008343                                                    | neutrální šedý, Maxi, 50 mm     | 114970   | 5008613                                                | běžový, Midi, 50 mm             | 118420   |
| 5008757                                                  | bílý, Maxi, 40 mm               | 14224    | 5008346                                                    | průhledný, Maxi, 50 mm          | 114980   | 5008622                                                | běžový, Maxi, 50 mm             | 118450   |
| 5008759                                                  | bílý, Maxi, 50 mm               | 14225    | 5008070                                                    | neutrální šedý, Maxi, 60 mm     | 114990   | 5008630                                                | průhledný, Maxi, 50 mm          | 118550   |
| 5008763                                                  | bílý, Maxi, 60 mm               | 14226    | 5008068                                                    | průhledný, Maxi, 60 mm          | 115000   | 5008625                                                | běžový, Maxi, 60 mm             | 118460   |
| 5008766                                                  | průhledný, Maxi, 60 mm          | 14229    |                                                            |                                 |          | 5008633                                                | průhledný, Maxi, 60 mm          | 118560   |
| <b>Alterna podložky ploché (5 ks/bal)</b>                |                                 |          | <b>SenSura Mio podložky ploché (5 ks/bal)</b>              |                                 |          | <b>SenSura podložky ploché (5 ks/bal)</b>              |                                 |          |
| 5008769                                                  | bez oušek, 10-35 mm, 40 mm      | 1770     | 5009135                                                    | se 4 oušky, 10-35 mm, 40 mm     | 105020   | 5009195                                                | s oušky, 10-35 mm, 40 mm        | 100110   |
| 5008770                                                  | bez oušek, 10-45 mm, 50 mm      | 1775     | 5009137                                                    | se 4 oušky, 10-45 mm, 50 mm     | 105120   | 5009196                                                | s oušky, 10-45 mm, 50 mm        | 100210   |
| 5008774                                                  | bez oušek, 10-55 mm, 60 mm      | 1780     | 5009138                                                    | se 4 oušky, 30-45 mm, 50 mm     | 105130   | 5009197                                                | s oušky, 10-55 mm, 60 mm        | 100310   |
| 5008775                                                  | s oušky, 10-35 mm, 40 mm        | 1771     | 5009139                                                    | se 4 oušky, 10-55 mm, 60 mm     | 105220   | 5008638                                                | s oušky, 10-65 mm, 70 mm        | 100410   |
| 5008776                                                  | s oušky, 10-45 mm, 50 mm        | 1776     | 5009141                                                    | se 4 oušky, 40-55 mm, 60 mm     | 105230   |                                                        |                                 |          |
| 5008778                                                  | s oušky, 10-55 mm, 60 mm        | 1779     | 5009142                                                    | se 4 oušky, 10-65 mm, 70 mm     | 105310   |                                                        |                                 |          |
| <b>Alterna Extra podložky ploché (5 ks/bal)</b>          |                                 |          | <b>SenSura Mio podložky ploché (5 ks/bal)</b>              |                                 |          | <b>Xpro podložky ploché (5 ks/bal)</b>                 |                                 |          |
| 5009221                                                  | s oušky, 10-35 mm, 40 mm        | 2831     | 5009135                                                    | se 4 oušky, 10-35 mm, 40 mm     | 105020   | 5009199                                                | s oušky, 10-35 mm, 40 mm        | 100150   |
| 5009223                                                  | s oušky, 10-45 mm, 50 mm        | 2832     | 5009137                                                    | se 4 oušky, 10-45 mm, 50 mm     | 105120   | 5009200                                                | s oušky, 10-45 mm, 50 mm        | 100250   |
| 5009225                                                  | s oušky, 10-55 mm, 60 mm        | 2833     | 5009138                                                    | se 4 oušky, 30-45 mm, 50 mm     | 105130   | 5009202                                                | s oušky, 10-55 mm, 60 mm        | 100350   |
|                                                          |                                 |          | 5009139                                                    | se 4 oušky, 10-55 mm, 60 mm     | 105220   | 5008642                                                | s oušky, 10-65 mm, 70 mm        | 100450   |
|                                                          |                                 |          | 5009141                                                    | se 4 oušky, 40-55 mm, 60 mm     | 105230   |                                                        |                                 |          |
|                                                          |                                 |          | 5009142                                                    | se 4 oušky, 10-65 mm, 70 mm     | 105310   |                                                        |                                 |          |
| <b>Alterna Convex podložky konvexní (4 ks/bal)</b>       |                                 |          | <b>SenSura Mio Convex podložky konvexní (5 ks/bal)</b>     |                                 |          | <b>SenSura podložky konvexní (5 ks/bal)</b>            |                                 |          |
| 5008066                                                  | hluboký konvex, 15-33 mm, 50 mm | 46759    | 5008347                                                    | mírný konvex, 10-20 mm, 40 mm   | 16901    | 5008645                                                | mírný konvex, 15-23 mm, 40 mm   | 110110   |
| 5008043                                                  | hluboký konvex, 15-43 mm, 60 mm | 46769    | 5008351                                                    | mírný konvex, 15-30 mm, 50 mm   | 16911    | 5008646                                                | mírný konvex, 15-33 mm, 50 mm   | 110210   |
|                                                          |                                 |          | 5008353                                                    | mírný konvex, 15-40 mm, 60 mm   | 16921    | 5008647                                                | mírný konvex, 15-43 mm, 60 mm   | 110310   |
|                                                          |                                 |          | 5008355                                                    | mírný konvex, 15-53 mm, 70 mm   | 16931    | 5009205                                                | mírný konvex, 15-53 mm, 70 mm   | 110410   |
|                                                          |                                 |          | 5008360                                                    | hluboký konvex, 10-20 mm, 40 mm | 16941    | 5008649                                                | Xpro, m. konv., 15-23 mm, 40 mm | 110150   |
|                                                          |                                 |          | 5008363                                                    | hluboký konvex, 15-30 mm, 50 mm | 16951    | 5008651                                                | Xpro, m. konv., 15-33 mm, 50 mm | 110250   |
|                                                          |                                 |          | 5008366                                                    | hluboký konvex, 15-40 mm, 60 mm | 16961    | 5008652                                                | Xpro, m. konv., 15-43 mm, 60 mm | 110350   |
|                                                          |                                 |          | 5008371                                                    | hluboký konvex, 15-53 mm, 70 mm | 16971    | 5008653                                                | Xpro, m. konv., 15-53 mm, 70 mm | 110450   |

## SenSura Mio



uzavřený výpustný urostomický

## SenSura Mio Convex



uzavřený výpustný urostomický

## SenSura Mio Concave



uzavřený výpustný urostomický



# Každá stomie může mít své Mio

Prosím, nezapomeňte také zkontrolovat tělesný profil v okolí stomie, který se může časem měnit. Jen tak nejlépe určíte vhodnou pomůcku SenSura Mio pro konkrétní tělesný profil stomika.

Řada stomických pomůcek SenSura® Mio je navržena tak, aby bylo dosaženo dokonalého přilnutí k jakémukoliv individuálnímu tělesnému profilu, ať se jedná o pravidelný, vpadlý nebo vypouklý.



**SenSura® Mio**  
pro pravidelné (rovné)  
okolí stomie

**SenSura® Mio Convex**  
pro vpadlé okolí stomie

**SenSura® Mio Concave**  
pro vypouklé okolí stomie

## Proč jsou tyto pomůcky mezi stomiky tak oblíbené?



### Inteligentní elastický lepicí materiál

Díky technologii BodyFit se lepicí materiál ohýbá a natahuje spolu s kůží a s každým pohybem těla, přitom zachovává perfektní a bezpečné přilnutí ke kůži a těsnění kolem stomie.


86% stomiků, kteří pomůcku vyzkoušeli, popsali přilnutí SenSura Mio jako velmi dobré nebo dobré<sup>2</sup>.



### Originální vzhled sáčku

Sáček vypadá spíše jako součást oblečení než jako zdravotnická pomůcka, protože je vyroben z měkké tkané látky.

Speciální neutrální šedá barva je vysoce diskrétní, splyne s každým oblečením a není vidět ani pod bílou košilí.



### Filtr, kterému stomici důvěřují

Unikátní kruhový předfiltr poskytuje větší ochranu před ucpáním. Bylo prokázáno, že redukuje nadouvání sáčku plyny až o 61%<sup>1</sup>.

1. Coloplast, Clinical Study, 2010 (VV-0009690) for ileostomists, compared to Standard of Care



### Ohebný mechanický kroužek

Mechanický kroužek se zámečkem u 2dílného systému Mio Click poskytuje pocit bezpečí. Slyšitelné cvaknutí oznamuje bezpečné připojení sáčku k podložce.

2. Coloplast, Product Evaluation, SenSura Mio, 2014 (VV-0197319)

## Důležité informace:

Od 1. 7. 2021 budou stomické pomůcky Alterna dostupné již jen do vyprodání zásob!

Od 1. 1. 2022 nebudou stomické pomůcky Alterna hrazené z veřejného zdravotního pojištění a nebude tedy možné je předepsat.

Při záměně pomůcek Alterna za pomůcky SenSura Mio a SenSura vycházejte z převodní tabulky, která je v tomto materiálu k dispozici. Pokud máte pochyby, volejte bezplatnou linku 800 100 416.



Péče o zákazníky  
**800 100 416**  
bezplatná informační linka

info@coloplast.cz  
www.coloplast.cz